



Uranotest[®]
Quattro

Diagnóstico das 4 patologias vectoriais
mais frequentes na Península Ibérica
através de um único teste

Uranotest® Quattro



Especificações

Finalidade:	Detecção simultânea de anticorpos de <i>Leishmania infantum</i> , <i>Ehrlichia canis</i> , <i>Anaplasma platys</i> e antigénio de <i>Dirofilaria immitis</i>
Amostras:	Sangue total, soro, plasma.
Sensibilidade:	<i>Leishmania</i> 97 % versus IFI <i>Ehrlichia</i> 95 % versus IFI <i>Dirofilaria</i> 94 % versus necropsia <i>Anaplasma</i> 96 % versus IFI
Especificidade:	<i>Leishmania</i> 99 % versus IFI <i>Ehrlichia</i> 94.6 % versus IFI <i>Dirofilaria</i> 100 % versus necropsia <i>Anaplasma</i> 99 % versus IFI
Tempo de realização:	2 minutos.
Tempo de leitura:	15 minutos.
Apresentação:	Caixas de 5 testes e caixas de 10 testes.

Nº de registo em Portugal: Nº de AV: 885/00/18PUVPT
Inclui selo para passaporte sanitário e tubos de EDTA para colheita de sangue.

Características:

- Detecção de antigénios de *Dirofilaria immitis* e anticorpos de *Leishmania infantum*, *Ehrlichia canis* e *Anaplasma platys* em sangue, soro ou plasma.
- Permite realizar um exame completo de saúde com um volume de amostra de apenas 20 µl por parâmetro.
- Conservação à temperatura ambiente: não ocupa espaço no frigorífico, poupança de tempo por não necessitar de adaptação à temperatura ambiente e comodidade para utilizar em domicílios.
- Técnica de imunocromatografia de apenas 2 passos: facilidade, poupança de tempo e menos erros.

Uranotest® Quattro: uma visão completa do estado de saúde através de um único teste.

Dirofilaria immitis

Ehrlichia canis

Leishmania infantum

Anaplasma platys



Uranotest® Quattro: Um procedimento fácil com informação completa

20 µl de sangue, soro ou plasma em cada pocinho da amostra



3 gotas da solução tampão reveladora em cada pocinho da amostra



Interpretar o resultado aos 15 minutos



Uranotest® Quattro: um bom protocolo, a chave para uma medicina preventiva eficaz

Quando realizar o Uranotest® Quattro?

Protocolos imprescindíveis

Cão com sintomatologia inespecífica comum a qualquer uma das patologias detectadas pelo Uranotest® Quattro

Verificação da saúde antes de adoptar

Verificação prévia para doação de sangue

Protocolos recomendáveis

Check-up anual em áreas de alta prevalência de doenças transmitidas por vectores

Exame após as férias de cães que visitaram áreas de risco

4 razões para que o Uranotest® Quattro faça parte do seu protocolo de diagnóstico

1
Diagnóstico completo a um preço económico

2
Técnica de fácil elaboração

3
Um único teste: diagnóstico das doenças vectoriais mais frequentes na Península Ibérica

4
Facilidade de conservação

Urano Vet SL

Avda. Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses I Spain
Nº Entidade Autorizada: 0138-HCMR
www.uranovet.com

Campifarma, Lda.

Avenida Pedro Álvares Cabral, Centro Empresarial Sintra-Estoril V, Ed. E24
2710-297 Sintra
www.campifarma.com



CampiFarma



urano[®]_{vet}